

Kā lietot **InvisiClose**[®] aizdari bez klipša?



A. Speciāla, aptveroša kabata

B. *Velcro* speciālā aizdare

C. Divas plastikāta sloksnes



1.solis:

Turot baltās plastikāta sloksnes, nolokiet maisiņa galu virzienā pret sevi trīs reizes, līdz savienojamie aiztaisāmie (*Velcro* aizdare) ir vienā līnijā.



2.solis:

Saspiediet *Velcro* aizdari kopā visā garumā, līdz dzirdams, ka tā aizveras.

- Virziet divus pirkstus pa visu saslēgšanas virsmu. Tas nodrošina, ka saslēgumā nebūs spraugu.

Izvēles soļi palielinātām diskrētumam un drošībai:



3.solis:

Ielieciet īkšķus aptverošajā kabatiņā un turiet ielocīto maisiņa galu starp īkšķiem un rādītājpirkstiem.



4.solis

Izgrieziet aptverošo kabatu ar iekšpusi uz āru, lai noslēptu stomas maisiņa galu, tam paredzētajā "kabatā".

Maisiņa iztukšošana



1. solis:

Apgrieziet otrādi speciālo kabatu aizdares paslēpšanai, lai būtu redzams maisiņa gals.



2. solis:

Atveriet *Velcro* speciālo aizdaru, paceļot aiz stūriem un atverot 3 ielocījumus.



3. solis:

Lai atvieglotu iztukšošanu, varat atvērt galu, ar īkšķi un rādītājpirkstu saspiežot aiz abām plastikāta sloksnēm. Maisiņa galu var notīrīt ar ziepēm un ūdeni.



Maisiņu iespējas

Pieejami dažādi maisiņi, kas atbilst Jūsu dzīvesveidam, piemēram, sporta aktivitātēm, peldēšanai, dzimumdzīvei un kultūtas pasākumu apmeklēšanai (*Esteem Small* ar aizvērtu galu).

Kā arī ir pieejami maisiņi bērniem *Esteem Synergy*.

Lai iegūtu sīkāku informāciju vai ja Jums ir jautājumu, zvaniet 8 000 53 33
www.ConvaTec.com

Pilnīgu lietošanas pamācību skatiet iepakojuma lietošanas instrukcijā.

®/™ ir ConvaTec Inc. reģistrēta preču zīme.

Pilnvarots pārstāvis – SIA „Linus Medical”, K. Valdemāra iela 33A-3A, Rīga.

© 2013 ConvaTec Inc.

AP-009500-MM